



## TEST CON SISTEMA DI QUALITÀ

Nel 1997 la DNA Solutions ha lanciato la [www.dnanow.com](http://www.dnanow.com) diventando la prima azienda al mondo ad offrire il kit domestico tramite l' internet. La DNA SOLUTIONS (anche conosciuta come DNA Now) serve regolarmente le persone in più di 14 paesi da più di sette anni, adopera ed offre servizio on line in diverse lingue attraverso i nostri uffici e laboratori in tutto il mondo, disponibili 22 ore al giorno. Intensamente dedicata alla ricerca e allo sviluppo, la DNA SOLUTIONS utilizza alta tecnologia per la realizzazione del Test di DNA, impiega analisti esperti in DNA con qualificazione minima in Scienza.

Il kit che avete sulle mani presenta tutte le informazioni necessarie per ottenere il test di DNA con rapidità ed alto grado di precisione utilizzando una delle più avanzate tecnologie e metodologie in analisi di DNA esistente oggi al mondo.

## IL TEST

Il test di DNA funziona attraverso l'analisi di uno specifico numero di regioni di campioni di DNA inviato. Ogni regione di DNA può presentare un numero abbastanza elevato di combinazioni di differenti DNA. Il padre biologico di un figlio può probabilmente condividere non solo una, ma tutte le differenti combinazioni di DNA, per ogni regione sottomessa al test. Analizzate varie di queste regioni, è ottenuto un risultato con alto grado di esattezza, con due possibilità:

1. Come minimo 2 sequenze di DNA non equivalenti fra di loro (evidenziando la non paternità)
2. Tutte le sequenze di DNA si abbinano (evidenziando la paternità)

## I COSTI PER IL TEST DI PATERNITÀ

Ci sono tre scelte per il test di paternità:

**I seguenti costi sono per il padre e 1 bambino (madre inclusa).**

- |      |                      |                                |                                  |
|------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| I)   | <b>Test Facile:</b>  | € 295 - 99.9% di precisione    | (con o senza il DNA della Madre) |
| II)  | <b>Premium Test:</b> | € 350 – 99.99% di precisione   | (con o senza il DNA della Madre) |
| III) | <b>Super Test:</b>   | € 395 – 99.9999% di precisione | (con o senza il DNA della Madre) |

La precisione del test può essere migliorata durante o dopo il ricevimento del risultato

Nel Test Facile, nel Test Premium o nel Test Super, ogni test supplementare (o per il figlio o per il padre) avrà il costo di €99

- iv) **Test Legale:** € 495 (La Madre deve avere la custodia del bambino)

Un completo test riconosciuto dalla Legge. Tutte i campioni sono raccolti da persone autorizzate, nelle cliniche mediche riconosciute. Questo test richiede il DNA del Padre, del bambino e della Madre.

Tutti i campioni di DNA sono raccolti da persone autorizzate, nelle cliniche mediche, da noi nominate, senza nessun costo extra. Caso avete bisogno del risultato per ragioni legali o, caso questo tipo di test sia il più adeguato alla vostra situazione, parlate con noi attraverso il 0800 e vi sarà spedita la specifica scheda (diversa da questa) e sarete anche indirizzato ad una clinica per la raccolta dei campioni.

## ALTRI TIPI DI TEST

Caso avete bisogno di un altro tipo di test, diverso da quelli finora presentati, per comprovare un altro tipo di parentela come, ad esempio, due uomini che desiderano scoprire se sono fratelli, o se volete confermare la parentela fra nonni e nipoti, mettetevi in contatto con noi per discutere questi specifici test, le procedure e rispettivi costi.

## RACCOLTA DEI CAMPIONI

Esistono vari tipi di campioni da essere utilizzati per realizzazione dei test. Il più comune, e quello preferito, è il metodo dello swab (cellule bucali).

I campioni, una volta raccolti si conservano per un lungo periodo, cioè, il DNA rimane nel campione (filo di capello o cellule bucali) per settimane, mesi o addirittura anni. Questo anche significa che i campioni possono essere spediti ad altri posti lontani. Appena un tipo di campioni è richiesto a persona (es: caso siano raccolti campioni di cellule bucali di un bambino, non è necessario un altro campioni, come ad esempio quello del filo di capelli).

Normalmente, i genitori cercano di agire in maniera discreta, evitando lo stress o ansietà inutili al bambino. In caso di difficoltà nella raccolta bucale o di filo di capelli, si può lavorare con un altro tipo di campione. (es.: unghie, spazzolino da dente, cerotto, ecc.). In questi casi contattateci attraverso il nostro 0800 per discutere quale metodo da essere utilizzato, sarà il più adeguato.

I campioni possono essere inviate per:

### **DNA SOLUTIONS**

Aptdo. De Correos 800.  
41080 SEVILLA  
LA SPAGNA

o

### **DNA SOLUTIONS**

PO BOX 481  
EDGWARE HA8-8RF  
UNITED KINGDOM

o

### **DNA SOLUTIONS**

2/ 23 Wadhurst Drive  
BORONIA VIC 3155  
AUSTRALIA

## DOCUMENTAZIONE

Questo Kit include: La scheda per i campioni da essere sottomessi al test di paternità, da essere riempita. Devono essere incluse soltanto le informazioni riferenti alle persone da essere sottomesse al test. Scrivete sulla scheda il nome del padre (esattamente come viene scritto sul campione). Di seguito, completate con i dettagli riferenti al figlio o alla figlia e il nome della madre, caso anche lei sia sottomessa al test.

In questa scheda si può anche scegliere la forma di ricevimento dei risultati: tramite e-mail, Posta, telefono, ecc. Caso i risultati dovessero essere spediti a due differenti località, per favore, indicate i nomi delle rispettive persone.

La **SCHEDA PER I CAMPIONI DA ESSERE SOTTOMESSI AL TEST DI PATERNITÀ** presenta diverse modalità di test e di modalità di pagamento. Per favore, siete sicuro di aver letto e firmato i **TERMINI** e le **CONDIZIONI** per la realizzazione del test. Inviare la **SCHEDA PER I CAMPIONI DA ESSERE SOTOMESSI AL TEST DI PATERNITÀ** e il pagamento per la DNA Solutions per il rispettivo svolgimento del processo.

Le domande, incluse nel kit, sono utilizzate per la valutazione delle persone che hanno bisogno del test di DNA. Questo questionario è estremamente confidenziale e sarà utilizzato soltanto con finalità statistica. Vi ringraziamo la collaborazione nel rispondere la scheda.

## **CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS**

La Dna Solutions è moltissimo attenta con riferimento alla segretezza e alla confiabilità. Sotto nessun ipotesi le informazioni saranno fornite ad una terza persona, senza previa autorizzazione del richiedente.

Contattateci caso avete ulteriori dubbi o difficoltà.

## PROCEDURA PER LA COLETA DEI CAMPIONI CON IL METODO BUCALE

**Per i suddetti casi di persone con capelli sottili o bianchi o se la radice del capello non è sufficientemente visibile, è raccomandata l'utilizzazione del metodo bucale. Non è necessario che tutti si utilizzino dello stesso metodo, il DNA è lo stesso in qualsiasi cellula del corpo.**

1. Identificare l'etichetta del sacchetto che contiene lo spazzolino con il nome delle persone che saranno esaminate.
2. Con le mani pulite, toglietelo del sacchetto. **NON** toccate le estremità delle setole.
3. Passate delicatamente lo spazzolino nella parte inferiore della guancia per circa 6 segundos. Utilizzando lo stesso spazzolino ripetere lo stesso movimento sull'altra guancia.

**Importante:** Fate attenzione nel fare sempre movimenti delicati, particolarmente nel caso di bambini piccoli, poiché sulla punta dello spazzolino ci sono minuscole particelle in metallo.

4. Mettete immediatamente lo spazzolino dentro del sacchetto in plastica.

**Nota:** Non è necessario utilizzare lo stesso tipo di campioni per ogni persona, poiché il DNA è lo stesso in qualsiasi cellula del corpo.

## PROCEDURE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI CON I FILI DI CAPELLI

1. Identificare il piccolo sacchetto in plastica con la data e il nome della persona da essere esaminata es. Padre: Giovanni Rossi, Figlio: Paolo Rossi. Siete sicuro che il nome scritto è lo stesso della SCHEDA PER I CAMPIONI DA ESSERE SOTTOMESSI AL TEST DI PATERNITÀ.
2. Prendete come MINIMO 6 fili di capelli della testa, sopracciglia o ascelle, ecc. inclusa la radice.

Questa procedura può essere fatta con l'aiuto di una pinzetta o con il pollice e l'indicatore, ritirando i fili in un rapido movimento. **MAI** toccate le estremità dei capelli dove si incontra il DNA).

Dopo aver raccolto è molto importante che la radice (piccolo gruppo di cellule della pelle) sia presente sul filo di capello. Assicuratevi che il filo di capello non "SI ROMPA" e che sia estratto completamente. Questo è **MOLTO IMPORTANTE**. La radice può essere vista ad occhio nudo sull'estremità del filo preso.

Per i casi di capelli sottili, bianchi, calvizie totale o radice poco visibile, è raccomandato l'uso del metodo bucale.

3. Mettete i fili immediatamente dentro del sacchetto in plastica con la identificazione di ogni persona.

Mettete i fili immediatamente dentro del sacchetto, chiudetelo ed identificatelo con i dati delle rispettive persone. Così protetti i fili non corrono il rischio di avere la radice manipolata, potendo resistere inclusive a cadute accidentali.



## SCHEDA PER I CAMPIONI DA ESSERE SOTTOMESSI AL TEST

Scrivete lo stesso nome utilizzato per l'identificazione dei campioni.

Padre: \_\_\_\_\_ Etnia o raza del padre\*: \_\_\_\_\_

Madre: \_\_\_\_\_ Etnia o raza de la madre\*: \_\_\_\_\_

Figlio/s: \_\_\_\_\_ Figlio/s: \_\_\_\_\_

Figlia/s: \_\_\_\_\_ Figlia/s: \_\_\_\_\_

\*La discendenza familiare ha come specifico proposito l'analisi. Indicate il paese dell'origine genetica come ad esempio italiani, tedeschi, inglesi, africani, spagnoli, latini, ecc. Caso non sapete l'origine scrivete soltanto "sconosciuto"

### SCEGLIETE UNA DELLE OPZIONI SOTTO ELENCAE PER:

- Test Facile: €295 (mínimo de 99.9% exactitud)
- Test Premium: €350 (mínimo de 99.99% exactitud)
- Super Test: €395 (mínimo de 99.9999% exactitud)
- Per l'analisi di \_\_\_\_ persona (e) extra €99
- Test di parentela €\_\_\_\_\_ per: \_\_\_\_\_  
Da indicare caso volete realizzare un altro tipo di test, come ad esempio il test di parentela (ex.: test fra fratelli)
- Per la completa stampa delle immagini di DNA (€29 extra)

### TERMINE PER RICEVIMENTO DEL RISULTATO (INDICATE LA SCELTA CHE VI STA PIÙ CONVENIENTE):

- Entro 2 a 4 settimane (Tempo normale del test, senza pagamento addizionale)
- Risultato entro 9 giorni settimanali (addizionale di €139)

### INDICATE COME VOLETE RICEVERE IL RISULTATO:

Nome: \_\_\_\_\_ Telefono: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Indirizzo per posta: \_\_\_\_\_

INDICARE UN CODICE DI SICUREZZA: \_\_\_\_\_ (nel caso di ricevimento dei risultati via telefono)

### FORMA DI PAGAMENTO:

- Pagamento totale di €\$ \_\_\_\_\_
- Pagamento parziale de €\$ \_\_\_\_\_ e il restante sarà pagato da  
Nome: \_\_\_\_\_

Assegno     In contante     Visa     MasterCard     American Express

Numero della Carta di Credito: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Data della Scadenza: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome che risulta sulla carta:: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

**NOTA:** Leggete attentamente, i termini e le condizioni sul verso di questa pagina e firmate, indicando che siete d'accordo. **I risultati saranno forniti soltanto con la firma.**



## CONDICIONES DEL SERVICIO

1. La DNA Solutions garantisce che il risultato riferenti ai campioni biologici inviati è corretto, ma soggetti ad un margine di errore di 0,001%. Nessuna futura allegazione, garanzia o responsabilità potrà essere presa o fatta con riferimento al risultato dell' analisi.
2. L' informazione del risultato d'analisi fornita è di uso esclusivo del cliente che lo ha inviato alla DNA Solutions.
3. Nei casi, molto improbabile, di errore referente al risultato dell'analisi, saranno restituiti i soldi per il pagamento. Come alternativa, può essere fatta una futura analisi senza costo addizionale.
4. Non è di nostra responsabilità la perdita o danno sofferto dal cliente o qualsiasi altra persona con riferimento al risultato dell'analisi.
5. Non saranno fatti qualsiasi dichiarazioni con riferimento all' uso del risultato per qualsiasi scopo personale. Se il risultato delle analisi dovessi essere utilizzato in qualsiasi processo giuridico, dev' essere richiesto parere legale indipendente referente ai vostri diritti legali e al costo sull'uso del risultato dell'analisi.
6. Il cliente garantisce di essere il responsabile legale sulla proprietà dei campioni forniti. Il cliente concorda in indennizzare la DNA Solutions contro qualsiasi perdita o danno che la stessa possa mai soffrire a causa dei campioni forniti, caso gli stessi siano stati ottenuti in maniera illegale. Il cliente dovrà ottenere parere legale indipendente quando sono coinvolti l'ottenimento e raccolta dei campioni con il materiale biologico di altre persone. Non sarà da noi fatta nessuna specie di dichiarazione per legittimare o autorizzare il cliente a realizzare qualsiasi atto con lo scopo di ottenere i campioni biologici per l'analisi.

Con il presente strumento, acceto i termini e le condizioni appena descritti e confermo la veracità delle informazioni da me fornite.

FIRMA \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

Per la vostra sicurezza, il risultato via telefono, sarà fornito soltanto con l' identificazione del codice segreto. Asseratevi di aver scelto un codice di sicurezza.

Código di Sicurezza: \_\_\_\_\_